

BON À TIRER

Objet Rama

CONTACT : M Hugo CADEDDU
RAISON SOCIALE : 2 D
CLIENT N° 402697
COMMANDE : 617802
DATE : 18/09/25

CUBE ANTI-STRESS 'KODO'

BLANC

Technique d'impression : TAMPOGRAPHIE
Nb de couleur(s) : 1
Couleur(s) : reflex blue c

Emplacement : FACE AVANT
Taille de marquage : 34x35 mm

> DÉCHARGES

> Votre logo a dû être modifié afin d'assurer la faisabilité du marquage

> MARQUAGE SEUL



> PRÉVISUALISATION



> Sur les articles anti-stress, la tampographie se dégrade très rapidement.
Nous vous proposons de passer sur un marquage en quadrichromie, là où votre logo ne disparaîtra jamais.

> EXEMPLES



1. Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document.
Votre accord implique l'acceptation de la production selon ce « bon à tirer » et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Une variation dans le rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de la matière de l'article et de la technique de marquage utilisée.

Echelle : 100%

Bat traité par OJ

BON À TIRER

Objet Rama

CONTACT : M Hugo CAEDDU
RAISON SOCIALE : 2 D
CLIENT N° 402697
COMMANDE : 617802
DATE : 18/09/25

CUBE ANTI-STRESS 'KODO'

BLANC

Technique d'impression : TAMPOGRAPHIE
Nb de couleur(s) : 1
Couleur(s) : reflex blue c

Emplacement : FACE ARRIERE
Taille de marquage : 35x35 mm

> DÉCHARGES

> Votre logo a dû être modifié afin d'assurer la faisabilité du marquage

> MARQUAGE SEUL

Issoire Val d'Allier



> PRÉVISUALISATION



> Sur les articles anti-stress, la tampographie se dégrade très rapidement.
Nous vous proposons de passer sur un marquage en quadrichromie, là où votre logo ne disparaîtra jamais.

> EXEMPLES



1. Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document.
Votre accord implique l'acceptation de la production selon ce «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Une variation dans le rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de la matière de l'article et de la technique de marquage utilisée.

Echelle : 100%

Bat traité par OJ